



NOTA :

Rep.	Matière	Code matière
1	PVC	M0241 + M0289
2	PVC Blanc	M0241 + M0289 + M0244
3	PTFE	M0303

ORIGINAL

0	21/03/08	Création plan	RANDAZZO
Rév.	Date	Modifications	Visa
Dessinateur : RANDAZZO Date : 21 / 03 / 2008		Visa : FD Date : 02/12/2008	PROMEPLA Echelle : 2 / 1 Tolérances générales ± 0.2
Matière : Voir nota		Normes : ISO594-1 / ISO594-2	
Code matière : Voir nota			
N° Référence : ECC07020		Révision : 0	
Désignation : Filtre hydrophobe $0,2\mu$ LLF / LM ^c			