




COUPE A-A



ORIGINAL



NOTA :

Rep	Matière	Code matière
1	SBC	M0066
2	Filtre	M0919

Efficacité bactérienne et virale	99,999 %
Surface	= 24,6 cm ²
Température opérationnelle maximale	60°C
Filtration	0,027 μ

1	30/03/2012	BOUJMADA	Rajout code matière du filtre M0919, remplacement du code matière M0548 par M0066, maj caractéristiques techniques et mise au format SW		
0	25/10/2007	THIBAUT	Creation		
Rev.	Date	Designer	Modifications	Internal Validation	Quality Validation
Dessinateur : THIBAUT Date : 25/10/2007		Visa: <i>Fred Douchet</i> Date: <i>07 11 12</i>		Echelle : 1:1 Unités : mm, °, grs	Tolérances générales : ±0.5
Matière : VOIR NOTA				Normes :	
Code matière : VOIR NOTA				P. 1 / 1	
Référence : ECI05990 Désignation : FILTRE D'INSUFFLATION POUR TUBE Ø1 8mm / Ø1 8mm				Révision : 1	 FOR035-0