



NOTA :

Rep	Type	Matière	Code matière
1	Perforateur	ABS	M0470
2	Cape	Polyéthylène + Colorant blanc	M0075 + M0522

*M0268*

**ORIGINAL**

Rev.	Date	Designer	Modifications	Internal Validation	Quality Validation
2	07/04/10	RANDAZZO	Remplacement du Code matière M0521 par M0075 + Rajout tableau + Modification de la désignation		
1	22/11/06	PASSEROTTI	Changement type de matière N°2 (Perforateur)		
0	06/11/06	PASSEROTTI	Création Plan		

Dessinateur : PASSEROTTI  
Date : 06/11/2006

Visa : *Fred Janchin* PROMEPLA  
Date : *20.09.10*

Echelle : 1:1

Tolérances générales  
Dec.: ±0.2 ; Ang.: ±1°

Unités : mm, °, grs

Matière : Voir Nota

Normes : ISO 594-1-2

Code matière : Voir Nota

P. 1 / 1

Référence : FBC05993

Désignation :  
PERFORATEUR AVEC CAPE SANS PRISE D'AIR AVEC  
LUER LOCK FEMELLE

Révision : 2

