



ORIGINAL

0	03/04/09	Création plan	RANDAZZO
Rév.	Date	Modifications	Visa
Dessinateur : RANDAZZO Date : 03 / 04 / 2009		Visa : <i>Fred Dawchins</i> PROMEPLA Date : <i>30/04/2009</i>	Echelle : 3 : 2 Tolérances générales ±0.2
Matière : PP + Colorant blanc		Normes :	
Code matière : M0211 + M0522			
N° Référence : HAC03043			
Désignation : Clamp (blanc) à roulette (blanc) pour tube ϕ 3,5 x 5,5mm		Révision : 0	 FOR035-0