


ORIGINAL



APPROBATION / APPROVAL		
Client / Customer:	Promepla Resp. BE :	Promepla Qualité :
FD 24. M. 2016		
Nom / Name, date & signature		

0	02/09/2016	RANDAZZO	Creation (Code proto 020916A)	FOR073: 9895
Rev.	Date	Designer	Modifications	N° Fiche FOR073 ou FOR021

Normes :				
Matière : PP + Colorant blanc	P. 1 / 1	Echelle : 2:1		
Code matière : M0523 + M1006 (Colorant blanc)	Revision : 0	Format : A4		
Reference : HBA01043	Tolérances générales :		Unités : mm, °, grs	
Designation : CLAMP PP BLANC - ON-OFF - POUR TUBE Ø 3.5x5.5mm - Ø 4.8x6.8mm	Js15 (UNI EN 20286/2)			
			FOR035-1	