



ECHELLE 1:1



ORIGINAL

1	30/07/2012	BOUJMADA	Mise à jour désignation, matière, et mise au format SW		
0	28/05/2004	PASSEROTTI	Creation		
Rev.	Date	Designer	Modifications	Internal Validation	Quality Validation
Dessinateur : PASSEROTTI Date : 28/05/2004		Visa : <i>Fred Danchin</i> PROMEPLA Date : <i>16/08/12</i>		Echelle : 2:1 Unités : mm, °, grs	Tolérances générales :
Matière : PP			Normes :		
Code matière : M0030			P. 1 / 1		
Référence : HBB01043 Désignation : CLAMP PP BLANC - ON-OFF - POUR TUBE Ø 3x4.1mm			Révision : 1		 FOR035-0