



ECHELLE 1:1



ORIGINAL

1	12/01/2012	BOUJMADA	Mise à jour désignation et mise au format SW		
0	09/09/2003	PASSEROTTI	Creation		
Rev.	Date	Designer	Modifications	Internal Validation	Quality Validation
Dessinateur : PASSEROTTI Date : 09/09/2003		Visa : <i>Fred Danchin</i> PROMEPLA Date : <i>16 08 12</i>		Echelle : 2:1 Unités : mm, °, grs	Tolérances générales :
Matière : POM			Normes :		
Code matière : M0245			P. 1 / 1		
Référence : HBB01060 Désignation : CLAMP POM NATUREL - ON-OFF - POUR TUBE Ø 3x4.1mm			Révision : 1		 FOR035-0