













FOR035-0

Révision: 1

1	17/03/10	RANDAZZO	Mise à jour certificat matière M0246 remplacé par le M0245+M0246				
0	26/10/05	BOUCHARD					
Rev.	Date	Designer		Modifications		Internal Validation	Quality Validation
Dessinateur: BOUCHARD Visa: Feed Davidio PROMEPLA				Echelle : 2:1	Tolér	Tolérances ±0.1	
Date: 26/10/2005			Visa: feed Danchin PROMEPLA Date: 04/05/10		Unités : mm, °,		
Matière : POM + Colorant Vert					Normes:		
Code matière : M0245+M0246					P.1/1		$\ominus \oplus$
Référence: HBB01065							AA

Propriété PROMEPLA - Usage Interne - Ne peut être reproduit ou diffusé sans autorisation Le Copori - 9, avenue Albert II - MC 98000 MONACO - Phone : + 377.97.98.42.32 - Fax : + 377.92.05.61.50 http://www.promepla.com

Désignation : CLAMP POM VERT - ON-OFF - POUR TUBE Ø 3x4.1mm