




ECHELLE 1:1



ORIGINAL



1	04/01/2012	BOUJMADA	Mise à jour désignation et mise au format SW		
0	09/10/2003	PASSEROTTI	Creation		
Rev.	Date	Designer	Modifications	Internal Validation	Quality Validation
Dessinateur : PASSEROTTI Date : 09/10/2003		Visa : <i>Fred Jaschin</i> PROMEPLA Date : <i>02.02.12</i>		Echelle : 2:1 Unités : mm, °, grs	Tolérances générales : ±0.2
Matière : PEHD + Colorant rouge				Normes :	
Code matière : M0003 + M0869				P. 1 / 1	
Référence : HBB02071 Désignation : CLAMP PEHD ROUGE - ON-OFF - POUR TUBE Ø 3.5x5.5mm				Révision : 1	 FOR035-0