


ORIGINAL



2	17/03/2010	RANDAZZO	Mise à jour certificat matière M0013 remplacé par le M0245+M0246		
1	23/11/2001	PASSEROTTI	Mise à jour cartouche + ajout tolérances		
0	20/12/2000	PASSEROTTI	Création Plan		
Rev.	Date	Designer	Modifications	Internal Validation	Quality Validation

Dessinateur : PASSEROTTI Date : 20/12/2000	Visa : <i>Fred Danchin</i> PROMEPLA Date : <i>04/05/10</i>	Echelle : 2:1 Unités : mm, °, grs	Tolérances générales : ±0.15
Matière : POM + Colorant bleu		Normes :	
Code matière : M0245+M0246		P. 1 / 1	
Référence : HBB04062 Désignation : CLAMP POM BLEU - ON-OFF - POUR TUBE Ø 3.5x5.5mm		Révision : 2	 FOR035-0