



COUPE A-A




ECHELLE: 1:1

**ORIGINAL**



COUPE B-B



| APPROBATION / APPROVAL       |                            |                    |
|------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Client / Customer :          | Promepla Resp. BE :        | Promepla Qualité : |
|                              | DANCHIN F.<br>03.01.15<br> |                    |
| Nom / Name, date & signature |                            |                    |

| Rev. | Date       | Designer | Modifications  | N° Fiche FOR073 ou FOR021 |
|------|------------|----------|--|---------------------------|
| 1    | 18/12/2014 | RANDAZZO | Mise à jour cotation et graphique. Matière PP-M0211 remplacé par PP+ colorant blanc- M0028 + M0522. Mise au format SW. | FOR021: 6498              |
| 0    | 23/03/2005 | BOUCHARD | Creation   |                           |

**Normes :**

|   |                              |                     |  |
|---|------------------------------|---------------------|--|
| Matière : PP + Colorant blanc   | P. 1 / 1                     | Echelle : 2:1       |  |
| Code matière : M0028 + M0522 (Colorant blanc)                         | Revision : 1                 | Format : A4         |  |
| Reference : HBC02043  | Tolérances générales : ±0.20 | Unités : mm, °, grs |  |
| Designation : CLAMP PLAT PP BLANC POUR TUBE Ø 3.5x5.5mm - Ø 4.8x6.8mm |                              | <b>PROMEPLA</b>     |  |
|   |                              | FOR035-1            |  |