





ECHELLE 1:1



VUE A



03	27/06/2019	FRA	Mise à jour graphique et cotation. Code matière M0028 remplacé par M1431	-
Rev.	Date	Designer	Modification	N° FOR073 ou FOR021
Verif R&D : FDA Date : 18/06/2020		Verif QA : CGI Date : 23/06/2020		Verif client : N/A Date :
Material : PP COLORING_AGENT			Color : Blue	Norms :
Material code : M1431 + M0804			Revision : 03	State : VALID
Reference : HBC03042			General tolerancies : (UNI EN ISO 286-2) Js16	Scale : 2:1
Designation : BLUE MULTI POSITION CLAMP FOR TUBE Ø 4.8x6.8mm			Units : mm, °, grs	
			FOR035-3	P. 1 / 1
				A4