




ORIGINAL



VUE A



| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 3 | 21/11/2011 | BOUJMADA | Mise à jour graphique et cotations | | |
| 2 | 03/08/2011 | RANDAZZO | Rajout information colorant blanc M0522, mise à jour graphique et au format SW | | |
| 1 | 25/03/2010 | RANDAZZO | Remplacement du code matière M0247 par M0028 | | |
| 0 | 12/01/2005 | PASSEROTTI | Creation | | |
| Rev. | Date | Designer | Modifications | Internal Validation | Quality Validation |
| Dessinateur : PASSEROTTI Date : 12/01/2005 | | | Visa : <i>Fred Danchin</i> PROMEPLA Date : <i>14.02.12</i> | Echelle : 2.5:1 Unités : mm, °, grs | Tolérances générales : ±0.2 |
| Matière : PP + colorant blanc | | | | Normes : | |
| Code matière : M0028 + M0522 | | | | P. 1 / 1 | |
| Référence : HBC05043 Désignation : CLAMP PP BLANC - ON-OFF - POUR TUBE ØE 2mm -2.5mm -3mm - 4.1mm -5.5mm | | | | Révision : 3 | FOR035-0 |