


VUE A



01	03/07/2019	FRA	Mise à jour graphique et cotation. Code matière M0028 remplacé par M1431	-
Rev.	Date	Designer	Modification	N° FOR073 ou FOR021
Verif R&D : FDA Date : 18/06/2020		Verif QA : CGI Date : 23/06/2020		Verif client : N/A Date :
Material : PP COLORING_AGENT			Color : Red	Norms :
Material code : M1431 + M0611			Revision : 01	State : VALID
Reference : HBC06041			General tolerancies : (UNI EN ISO 286-2) Js16	Scale : 2:1
Designation : RED CLAMP ON/OFF FOR TUBING OD 5.5 - 6.8				
			Units : mm, °, grs	
			FOR035-3	P. 1 / 1
			A4	