



01	14-06-2017	FRA	Ajout colorant bleu et code matière M1339		8266
Rev.	Date	Designer	Modification		N° FOR073 ou FOR021
Verif R&D : FDA Date : 25-09-2017		Verif QA : CGI Date : 03-10-2017		Verif client : Date :	Normes :
Matière : PVC + Colorant bleu					Revision : 01
Code matière : M0240 - M1339					Etat : VALID
Reference : HBF09022					Echelle : 2:1
Designation : CLAMP PLAT OUVERT PVC DEHP FREE BLEU POUR TUBE ØE 8-10mm					
Tolérances générales : EN 20286 (ISO 286) Js16					
Unités : mm, °, grs					
					FOR035-2 P. 1 / 1 A4