



VUE 3D
Echelle : 2 / 1

ORIGINAL



ECHELLE 1,000

0	27/09/05		Création plan		PASSEROTTI
Rév.	Date		Modifications		Visa
Dessinateur : PASSEROTTI.P Date : 27 / 09 / 2005		Visa :  Date : 30/10/2005	PROMEPLA	Echelle : 2 / 1	Tolérances générales Déc.: ±0.25
Matière : Acétal CELCON M270 Couleur Bleu				Normes :	
Code matière : M0323					
N° Référence : HBN01062				Révision : 0	
Désignation : Clamp On / Off pour tube 1x2				 IMP067-1	