



NOTA :

- Matière : * Corps : Polycarbonate
- * Luer mâle : Polycarbonate
- * Maneton : HDPE Blanc
- Code matière : * Corps : M0427
- * Luer mâle : M0026
- * Maneton : M0074

ORIGINAL



ECHELLE 1,000

1	19/12/06	Mise à jour du luer mâle + modification code matière	PASSEROTTI
0	12/12/03	Création plan	BOUCHARD
Rév.	Date	Modifications	Visa
Dessinateur : BOUCHARD Date : 12 / 12 / 2003		Visa :  Date : 19/12/ 2006	PROMEPLA
		Echelle : 2 / 1	Tolérances générales ±0.1
Matière : VOIR NOTA		Normes : ISO 594	
Code matière : VOIR NOTA		Planche : 1 / 1	
N° Référence : HGM08093 Désignation : Robinet 3 voies OFF LLMM/2LLF 180°		Révision : 1	