



# ORIGINAL

COUPE A-A




Double filet pas=5mm




ECHELLE 1:1

**NOTA:**

Rep	Matière	Code matière
1	PC	M0260
2	PEHD	M0382
	Lubrifiant	M0528

APPROBATION / APPROVAL		
Client / Customer :	Promepla Resp. BE :  11 08 15	Promepla Qualité :
Nom / Name, date & signature		



0	29/05/2015	RANDAZZO	Création	FOR073: 8713
Rev.	Date	Designer	Modifications	N° Fiche FOR073 ou FOR021

Normes : Standard ISO 594

Matière : VOIR NOTA

P. 1 / 1

Echelle : 2:1



Code matière : VOIR NOTA

Revision : 0

Format : A4

Reference : HGM10090

Tolérances générales : ±0.10

Unités : mm, °, grs

Designation :  
ROBINET 3 VOIES OFF 90°- NATUREL- LARGE BORE - LUER MALE

**PROMEPLA** 

FOR035-1