



NOTA:

Rep	Matière	Code matière
1	PC	M0260
2		
3	HDPE + Colorant blanc	M0382 + M0674
	Silicone (lubrifiant)	M0528

APPROBATION / APPROVAL		
Client / Customer :	Promepla Resp. BE :	Promepla Qualité :
	DANCHIN 17.12.2013	<i>[Signature]</i> 20.12.2013
Nom / Name, date & signature		

ORIGINAL

1	06/08/2013	RANDAZZO	Mise à jour plan: ajout tableau "NOTA" matière et code matière. Mise au format SW.	FOR021: 5092
Rev.	Date	Designer	Modifications	N° Fiche FOR073 ou FOR021

Normes : ISO 594			
Matière : VOIR NOTA		P. 1 / 1	Echelle : 2:1
Code matière : VOIR NOTA		Revision : 1	Format : A4
Reference : HGM29093		Tolérances générales : 0-10mm = ±0.05 10-50mm = ±0.10 au delà = ±0.20	Unités : mm, °, grs
Designation : ROBINET 1 VOIE ON 360° LARGE BORE - BLANC - LUER LOCK MALE MOBILE			 FOR035-1