



ORIGINAL

NOTA:

Rep.	Matière	Code matière
1	PC	M0260
2	PEHD+Colorant blanc	M0382+M0674
3	PC	M0260
	Silicone (lubrifiant)	M0528

APPROBATION / APPROVAL		
Client / Customer :	Promepla Resp. BE :	Promepla Qualité :
<i>FD</i> <i>24.11.2016</i>		
Nom / Name, date & signature		

Rev.	Date	Designer	Modifications	N° Fiche FOR073 ou FOR021
4	22/12/2015	BOUJMADA	Mise à jour design du Maneton	FOR021 : 7377
3	01/08/2012	BOUJMADA	Rajout code colorant M0674	
2	20/01/11	RANDAZZO	Mise à jour code matière M0223 devient M0260 et rajout Silicone (lubrifiant) code matière M0528.	

Normes : ISO 594-1 / ISO 594-2

Matière : VOIR NOTA	P. 1 / 1	Echelle : 2:1	
Code matière : VOIR NOTA	Revision : 4	Format : A4	
Reference : HGM33313	Tolérances générales :	Unités : mm, °, grs	
Designation : ROBINET 4 VOIES OFF 360° LARGE BORE - BLANC - LLMM - GAMMA	±0.10	PROMEPLA	
FOR035-1			