




COUPE A-A



ECHELLE 1:1


ORIGINAL



APPROBATION / APPROVAL	Promepla Qualité :	Nom / Name, date & signature
	Promepla Resp. BE :	
Client / Customer :	FD 24.11.2016	

NOTA :

Rep	Matière	Code matière
1	PC	M0260
2	PEHD+Colorant bleu	M0635+M0921
	Silicone (Lubrifiant)	M0528




Rev.	Date	Designer	Modifications	N° Fiche FOR073 ou FOR021
2	12/07/2016	RANDAZZO	Mise à jour graphique, désignation. Rep.1: matière PSU- M0175 remplacé par M0260 et Rep.2: PEHD- M0074 remplacé par M0635.	FOR021: 7831
1	14/02/2012	BOUJMADA	Mise à jour désignation, normes, rajout lubrifiant code M0528, code colorant M0921 et mise au format SW.	
0	06/06/2007	THIBAUT	Creation	

Normes : ISO 594 -1/-2

Matière : VOIR NOTA

P. 1 / 1

Echelle : 2:1



Code matière : VOIR NOTA

Revision : 2

Format : A4

Reference : HGM36182

Tolérances générales :

Unités : mm, °, grs

Désignation :
ROBINET EN PC 4 VOIES ON 360° - BLEU - TOUT LUER LOCK
FEMELLE

±0.10

PROMEPLA

FOR035-1