





COUPE A-A



ORIGINAL



NOTA:

Rep.	Matière	Code matière
1	PMP	M0276
2	PC	M0177
3	PEHD +Colorant	M0993 + M1032
4	PP	M0235
5	PEBD	M0225

APPROBATION / APPROVAL		
Client / Customer :	Promepla Resp. BE : <i>17.12.2013</i> <i>Dassot</i>	Promepla Qualité : <i>23 AVR 2014</i> <i>LB</i>
Nom / Name, date & signature		

1	27/03/2013	BOUJMADA	Matière maneton M0127 devient M0993+M1032, Bague M0017 devient M0177. Mise à jour désignation et mise au format SW.	FOR021: 4767
Rev.	Date	Designer	Modifications	N° Fiche FOR073 ou FOR021

Normes :	P. 1 / 1	Echelle : 3:2	
Matière : VOIR NOTA	Revision : 1	Format : A4	
Code matière : VOIR NOTA	Tolérances générales : ±0.3	Unités : mm, °, grs	
Reference : HGQ08357C			FOR035-1
Designation : ROBINET AVEC CAPES 4 VOIES ON 360° - JAUNE - LUER LOCK MALE MOBILE			