





COUPE A-A



COUPE B-B

ORIGINAL

APPROBATION / APPROVAL		
Client / Customer :	Promepla Resp. BE :	Promepla Qualité :
	17.12.2013 D. G. H. I. N. S. and	21 FFV. 2013 AB
Nom / Name, date & signature		

NOTA :

Rep	Matière	Code matière
1	PC	M0260
2	PEHD+Colorant bleu	M0993 + M0782


3	05/03/2013	BOUJMADA	Code matière M0127 devient M0993 + M0782, mise à jour désignation et mise au format SW	FOR021 : 4714
Rev.	Date	Designer	Modifications	N° Fiche FOR073 ou FOR021

Normes : ISO 594-1

Matière : VOIR NOTA

P. 1 / 1

Echelle : 2:1



Code matière : VOIR NOTA

Revision : 3

Format : A4

Reference : HGQ10352

Tolérances générales :

Unités : mm, °, grs

Designation :

ROBINET 4 VOIES ON 360° - BLEU - 1xLLF - 2xPOUR TUBE
ØE 4.1mm

±0.3

PROMEPLA

FOR035-1