


**NOTA:**

Rep	Matière	Code matière
1	PSU	M0175
2	PEHD+colorant	M0074+M0425
3	PEHD+colorant	M0074+M0425
4	PEHD+colorant	M0074+M0425
5	PC	M0260
6	PP	M0204
7	PP	M0204



ORIGINAL

0	22-04-08	RANDAZZO	Creation		
Rev.	Date	Designer	Modifications	Internal Validation	Quality Validation
Dessinateur : RANDAZZO Date : 22-04-08		Visa : <i>Fred Dauschin</i> Date : <i>14.12.2010</i>		Echelle : 1:1 Unités : mm, °, grs	Tolérances générales : ±0.1
Matière : VOIR NOTA + Lubrifiant Polydimethylsiloxane liquide				Normes : ISO 594-1 / ISO 594-2	
Code matière : VOIR NOTA + lubrifiant M0528				P. 1 / 1	
Référence : HHM0818W Désignation : RAMPE EN PSU 3 ROBINETS LUER LOCK MALE MOBILE A DROITE + CAPES				Révision : 0	 FOR035-0