


NOTA:

Rep	Matière	Code matière
1	PSU	M0175
2	PEHD+colorant	M0074+M0425
3	PEHD+colorant	M0074+M0425
4	PEHD+colorant	M0074+M0425
5	PEHD+colorant	M0074+M0425
6	PEHD+colorant	M0074+M0425
7	PP	M0204
8	PP	M0204



ORIGINAL

0	28-04-08	RANAZZO	Creation		
Rev.	Date	Designer	Modifications	Internal Validation	Quality Validation
Dessinateur : RANAZZO Date : 28-04-08		Visa : <i>Fred Danchin</i> PROMEPLA Date : <i>14.12.2010</i>		Echelle : 2:3 Unités : mm, °, grs	Tolérances générales : ±0.1
Matière : VOIR NOTA + lubrifiant Polydimethylsiloxane liquide				Normes : ISO 594-1 / ISO 594-2	
Code matière : VOIR NOTA + M0528				P. 1 / 1	
Référence : HHM0818Y Désignation : RAMPE EN PSU 5 ROBINETS TOUT LLF + CAPES				Révision : 0	 FOR035-0