


Echelle 1:1



N° Référence : **IAF01362**

Désignation : **Site d'injection avec ailettes
pour tube OD 4.1 Latex Free**

Matière :
Bouchon: PVC Nakan RMA 705 N T01
Corps: PP Moplen 29 G
Septum: Polyisoprène 07001603

Code mat. :
M0028
M0021
M0212

Echelle : **4:1**

Date : **30/10/2001**

Visé par :

PROMEPLA

Indice Plan: **0**

Tolérances Générales:
Js16

Nor me:

PROMEPLA

Modif:

IMP067-0