






ECHELLE 1:1

COUPE A-A
ECHELLE 4 : 1



ORIGINAL



NOTA:

Rep.	Matière	Code matière
1	ABS	M0933
2	IR	M0020

APPROBATION / APPROVAL		
Client / Customer :	Promepla Resp. BE :	Promepla Qualité :
	FD 08.02.13	
Nom / Name, date & signature		

1	06/02/2013	BOUJMADA	Code matière M0017 devient M0933, mise à jour désignation et mise au format SW	FOR021 : 4621
0	30/01/2006	PASSEROTTI	Création	
Rev.	Date	Designer	Modifications	N° Fiche FOR073 ou FOR021

Normes :

Matière : VOIR NOTA

P. 1 / 1

Echelle : 5:1



Code matière : VOIR NOTA

Revision : 1

Format : A4

Reference : IBB05090P

Tolérances générales :

Unités : mm, °, grs

Designation :

SITE D'INJECTION - LATEX FREE - POUR TUBE ØI 6mm

