


COUPE A-A

NOTA :

Rep.	Matière	Code matière
1	PC	M0223
2	SILICONE	M0256
3	PP	M0216
4	INOX	M0608

APPROBATION / APPROVAL		
Client / Customer :	Promepla Resp. BE :	Promepla Qualité :
FD 24/11/2016		
Nom / Name, date & signature		



0	28/01/2016	BOUJMADA	Création (Code proto 280116A)	FOR073 : 9428
Rev.	Date	Designer	Modifications	N° Fiche FOR073 ou FOR021
Normes :				
Matière : VOIR NOTA			P. 1 / 1	Echelle : 3:1
Code matière : VOIR NOTA			Revision : 0	Format : A4
Reference : PBN01099			Tolérances générales :	Unités : mm, °, grs
Designation : CHECK VALVE MLL/BARB W/22PSI ±10%				PROMEPLA
				FOR035-1