



COUPE A-A



ECHELLE 1:1



ORIGINAL

**NOTA:**

Rep.	Matière	Code Matière
1	PC	M0209
2	PTFE	M0695
3	SILICONE	M0546
4	PC	M0209
	Lubrifiant	M0528

APPROBATION / APPROVAL		
Client / Customer :	Promepla Resp. BE : <i>Duchin 17.12.2013</i>	Promepla Qualité :
Nom / Name, date & signature		<i>21 FEV. 2014</i>

1	18/06/2013	RANDAZZO	Ajout matière "Lubrifiant" M0528	FOR021: 4970
0	10/12/2010	WETLEY	Creation	FOR073: 5367
Rev.	Date	Designer	Modifications	N° Fiche FOR073 ou FOR021

Normes : ISO 594-1

Matière : Multimatière	P. 1 / 1	Echelle : 3:1	
Code matière : VOIR NOTA	Revision : 1	Format : A4	
Reference : RCN06990	Tolérances générales :	Unités : mm, °, grs	
Designation : TOUHY BORST 9FR (Ø1 3mm) (0.118 inch) (11 G) - LLMM	0-10mm = ±0.05 10-50mm = ±0.10 au delà = ±0.20		
		FOR035-1	