



ECHELLE 1:1



NOTA:

Rep.	Matière	Code matière
1	PVC	M0021
2	PS	M0066

ORIGINAL

0	02-02-09	MISCHEL	Creation		
Rev.	Date	Designer	Modifications	Internal Validation	Quality Validation
Dessinateur : MISCHEL Date : 02-02-09		Visa : <i>Fred Dancho</i> PROMEPLA Date : <i>24.12.2010</i>		Echelle : 2:1 Unités : mm, °, grs	Tolérances générales : ±0.2
Matière : VOIR NOTA			Normes : ISO 594-2		
Code matière : VOIR NOTA			P. 1 / 1		
Référence : AAA19020 Désignation : LUER LOCK MALE MOBILE TRANSPARENT AUTOBLOQUANT POUR TUBE ØE 4.1mm			Révision : 0		 FOR035-0