




ORIGINAL



0	13/04/05	Création plan			PASSEROTTI
Rév.	Date	Modifications			Visa
Dessinateur : PASSEROTTI.P Date : 13 / 04 / 2005		Visa :  Date : 13/04 2005		PROMEPLA	Echelle : 3 / 1 Tolérances générales ±0.1
Matière : ABS Terluc 2802 TR				Normes : ISO 594 1/2	
Code matière : M0071					
N° Référence : AAB02050				Révision : 0	
Désignation : Raccord luer mâle				 IMP067-1	